




VS20WAVE MAXI SİSTEM

- Maksimum çözünürlükte 1-4 geniş formatlı jel çalıştırır
- Geleneksel formatlara kıyasla daha az vida, hızlı kurulum süreleri sağlar
- Opsiyonel lekeleme eki
- Hızlı, gülümsemesiz elektroforez için çıkarılabilir soğutma çekirdeği
- Sızıntıya meyilli potansiyel tutkal bağlantıları içermeyen dikişsiz enjeksiyon kalıplı yapı
- Saniyede 1-4 adet 18 cm'lik kılcal tüp jel veya IPG şeridi çalıştırma kapasitesi boyut; isteğe bağlı 2-D modülü

VS30 MAXI-PLUS SİSTEM

- İkinci boyut elektroforezi için ideal
- Mevcut en uzun 24 cm uzunluğundaki IPG şeritlerini kabul eder Ticari
- Hızlı kurulum soğutma paketleri, özellikle uzun süreli çalışmalarda çözünürlüğü artırır

30 x 18 x 27cm

36 x 33 x 18cm

16 x 17.5cm

28 x 20cm

PAGE: 192 örnek, 48/jel
Blot: 4x WAVE jels
2D: 10 tüpler

PAGE: 300 örnekler 75/jel
Blot: 4 x Maxi Plus jeller

Min 1200ml; Max 5300ml

Min 1800ml; Max 8400ml

VS20 düz ve çentikli cam plakalar, el döküm jeller için yapıştırılmış ara parçalı veya ara parçasız

VS30 düz ve çentikli cam plakalar, el tipi jeller için yapıştırılmış ara parçalı veya ara parçasız

Maxi WAVE VS20CBS, VS20CBS-HI ve VS20WAVECES

Maxi Plus VS30CBS

SB20 ve EBM20, 4- ve 5-blot transfer sistemi

SD20 20x20cm

SD33 33x45cm, and SD50 20x50cm *

2-jelli sistem (4 jel çalıştırabilir)

2-jelli sistem (4 jel çalıştırabilir)

VS20WAVED

VS30D

VS20WAVESYS

VS30DSYS

VS20WAVESYS-CU