



Güç Kaynakları



	MINI		MIDI	MAXI	MAXI
	nanoPAC-300P	nanoPAC-500	powerPRO-300	powerPRO-500	powerPRO-3AMP
Çıkış Aralığı Voltajlar Akım Güç Çözünürlük	10-300V 10-400mA 60W max. 1V / 1mA	10-500V 10-400mA 120W max. 1V / 1mA	5-300V 1-700mA 150W 1V / 1mA / 1mW	5-500V 1-800mA 300W 1V / 1mA / 1W	5-300V 10-3000mA 300W 1V / 1mA / 1W
Çıkış Tipi	sabit voltaj veya sabit akım		cSabit voltaj, sabit akım veya sabit güç, programlanabilir		
Otomatik Geçiş	-	-	✓	✓	✓
Zamanlayıcı	1-999 min. with alarm; intensity continuous		constant mode: 1-999 min. with alarm; continuous. programmable mode: 1-999 min. with alarm; continuous.		
Durdurma/ Kaldığı yerden devam işlemi	✓	✓	✓	✓	✓
Ekran	3-digit LED	3-digit LED	2.4" LCD ekran	2.4" LCD ekran	2.4" LCD ekran
Programlanabilir Yöntemler	2 adımlı program	2 adımlı program	Her biri 6 adımlı 30 adede kadar programlanabilir dosya. Cleaver jel tankları için önceden ayarlanmış seçenekler.		
Güvenlik Özellikleri	yük algılama yok; örtülü fişler ve prizler; aşırı sıcaklık koruması; Aşırı yük algılama		yük algılama yok; sızıntı tespiti; aşırı sıcaklık koruması; aşırı yük algılama; ani yük değişikliği algılama (uygun ayar ile devre dışı bırakılabilir); örtülü fişler ve prizler		
Çalışma Şartları	ortam-40°C; ±95% nem	ortam-40°C ; ±95% nem	ortam-40°C; ±95% nem	ortam-40°C ; ±95%nem	ortam-40°C ; ±95% nem
İstiflenebilir	X	X	✓	✓	✓
Çıkış Sayısı	2 set paralel	2 set paralel	5 set paralel	5 set paralel	5 set paralel
Kurumsal Doğrulama	ETL, CE, FCC	ETL, CE, FCC	ETL, CE, FCC	ETL, CE, FCC	ETL, CE, FCC
Anma Gerilimi	100-240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC	100-240 VAC
Yapım	Alüminyum tabanlı polikarbonat gövde		alev geciktirici ABS plaka tasarımı		
Boyutlar (WxDxH)	140 x 191 x 84mm	140 x 191 x 84mm	215 x 335 x 104mm	215 x 335 x 104mm	215 x 335 x 104mm
Ağırlık	1kg	1kg	2.1kg	2.1kg	2.1kg